

“满额赠礼，限时特价” 组合促销活动

为回馈广大新老客户，增加Fisherbrand产品知名度，即日起Thermo Fisher开展“满额赠礼，限时特价”组合促销活动

促销时间：2014-3-1起至2014-6-30（以收到合同日期为准）

促销活动一：满额赠礼，Fisherbrand玻璃品

活动期间，凡订购“Fisherbrand玻璃品满额赠礼”清单中产品，单笔订单满¥3000元（含税），即可赠送价值198元的冲茶器1个，单笔订单可予以累计，赠品数量有限，赠完即止

促销编号：COFIS1404

促销产品：蓝盖瓶，容量瓶，量筒，移液管，玻片

促销活动二：限时特价，金佰利安全防护产品

活动期间，凡订购“金佰利安全防护产品限时特价”清单中产品，即可享受特价，最低47%折起

促销编号：COKBC1405

促销产品：“PM2.5”防护口罩，丁腈手套

促销对象：

直销客户、经销商

兑换细则：

- 1) 活动一礼品根据促销编码（COFIS1404）随货发送，即时兑现
- 2) 活动一，可予以累计
- 3) 不可同时享受活动一、二外的其他优惠

活动一：满额赠礼，Fisherbrand玻璃品促销清单



FISFB800-500

Fisherbrand 可重复使用带盖玻璃瓶

耐化学腐蚀，耐高温高压，无滴漏，多种规格可选

- 硼硅酸 3.3 玻璃材质，符合 USP EP 一类玻璃
- 热膨胀系数低，可反复高压灭菌（耐 140°C）
- 带刻度，白色瓷釉标记区，持久耐用
- 抗化学腐蚀性强，无析出，低渗透率
- 高度抛光表面，不易残留，易清洗
- 符合 ISO GL 45 螺口标准，兼容 ISO R115 和 DIN 168 标准
- 聚丙烯（PP）外旋盖，带 O 型防滴漏倒环，可替换

技术参数

耐化学性	符合 ISO 3585 和 4796 标准
耐水性	符合 ISO 719（一级）
耐酸性	符合 DIN 12 116（一级）
耐碱性	符合 ISO 695（二级）

蓝盖玻璃瓶

订货号	描述	包装	销售单位
FB800-100	容量 100 mL，刻度范围 20 至 80 mL	10 个/盒	盒
FB800-250	容量 250 mL，刻度范围 50 至 200 mL	10 个/盒	盒
FB800-500	容量 500 mL，刻度范围 100 至 400 mL	10 个/盒	盒
FB800-1000	容量 1 L，刻度范围 100 至 900 mL	10 个/盒	盒
FB800-2000	容量 2 L，刻度范围 400 至 1,800 mL	1 个/盒	盒
FB800-5000	容量 5 L，刻度范围 1,000 至 4,000 mL	1 个/盒	盒
FB800-10000	容量 10 L，刻度范围 2,000 至 8,000 mL	1 个/盒	盒
FB33151	容量 20 L	1 个/盒	盒



带聚丙烯塞子 A 级透明容量瓶

Fisherbrand A 级欧标容量瓶

A 级，高度化学耐受，多种规格可选，用于溶液精准计量

- 硼硅酸 3.3 玻璃
- 高度化学耐受，耐高温高压
- 耐磨损，无渗出
- 带容量标识，白色标记区域
- 刻度经 TC 校准
- 用于溶液的精准计量，适用于制备和储存标准溶液
- 透明色和棕色可选，带聚丙烯（PP）塞或摺盖
- A 级，符合 ISO 1042，DIN 12664 标准

带聚丙烯塞子 A 级透明容量瓶

订货号	描述	包装	销售单位
FB50141	容量 5 mL，精度 0.025 mL，瓶塞直径 10/19 mL，白色标识	5 个/箱	箱
FB50143	容量 10 mL，精度 0.025 mL，瓶塞直径 10/19 mL，白色标识	5 个/箱	箱
FB50147	容量 25 mL，精度 0.04 mL，瓶塞直径 10/19 mL，白色标识	5 个/箱	箱
FB50149	容量 50 mL，精度 0.06 mL，瓶塞直径 12/21 mL，白色标识	5 个/箱	箱
FB50157	容量 500 mL，精度 0.25 mL，瓶塞直径 19/24 mL，白色标识	2 个/箱	箱
FB50159	容量 1,000 mL，精度 0.40 mL，瓶塞直径 24/29 mL，白色标识	2 个/箱	箱
FB50161	容量 2,000 mL，精度 0.60 mL，瓶塞直径 29/32 mL，白色标识	1 个/箱	箱



带聚丙烯塞子 A 级棕色容量瓶

带聚丙烯塞子 A 级棕色容量瓶

订货号	描述	包装	销售单位
FB55539	容量 50 mL，精度 0.06 mL，瓶塞直径 12/21 mL，白色标识	5 个/箱	箱



Fisherbrand A 级欧标量筒

A 级玻璃，化学耐受度高，多种规格可选

- A 级，硼硅酸 3.3 玻璃材质
- 高度化学耐受，耐高温高压
- 耐磨损，无渗出
- 壁厚均匀，保证刻度精准性
- 带蓝色陶瓷刻度，带倾倒口，六边形底座更稳固
- 符合 BS604、DIN12680、ISO4788 标准

订货号	描述	包装	销售单位
FB55671	容量 25 mL，最小刻度 0.5 mL	2 个/箱	箱
FB55672	容量 50 mL，最小刻度 1.0 mL	2 个/箱	箱
FB55673	容量 100 mL，最小刻度 1.0 mL	2 个/箱	箱
FB55674	容量 250 mL，最小刻度 2.0 mL	2 个/箱	箱
FB55675	容量 500 mL，最小刻度 5.0 mL	2 个/箱	箱
FB55676	容量 1,000 mL，最小刻度 10.0 mL	2 个/箱	箱




Fisherbrand A 级欧标大肚移液管

A 级，钠钾玻璃，多种规格可选，适于精确测量和移液

- 钠钾玻璃，蓝色陶瓷刻度，单刻度指示
- 适用于精准测量和移液操作
- A 级，符合 BS 1583 标准

订货号	描述	包装	销售单位
FB50191	容量 1 mL	2 支 / 箱	箱
FB50193	容量 2 mL	2 支 / 箱	箱
FB50195	容量 5 mL	2 支 / 箱	箱
FB50197	容量 10 mL	2 支 / 箱	箱
FB50199	容量 25 mL	2 支 / 箱	箱
FB50201	容量 50 mL	2 支 / 箱	箱



Fisherbrand A 级欧标移液管

A 级，钠钾玻璃，多种规格可选

- 钠钾玻璃，带蓝色陶瓷刻度
- A 级，符合 BS 700，ISO 835 标准

订货号	描述	包装	销售单位
FB50231	容量 1 mL	2 支 / 箱	箱
FB50233	容量 2 mL	2 支 / 箱	箱
FB50235	容量 5 mL	2 支 / 箱	箱
FB50237	容量 10 mL	2 支 / 箱	箱



Fisherbrand 细胞培养皿盖玻片

适用于免疫组化、免疫荧光、原位杂交等实验

- 高光学度硼硅酸玻璃材质，先进的玻片表面处理技术，可促进细胞直接在盖玻片上生长
- 细胞贴壁牢固，不易脱落，避免细胞因转移而损伤
- 无需预处理等
- 耐受实验室常用溶剂
- 厚度为 0.13-0.17 mm (1 号厚度)

订货号	描述	包装	销售单位
12-545-82	圆形, 直径 12 mm	692 片/盒, 10 盒/箱	PK
12-545-83	圆形, 直径 15 mm	443 片/盒, 10 盒/箱	PK
12-545-84	圆形, 直径 18 mm	308 片/盒, 10 盒/箱	PK
12-545-85	圆形, 直径 22 mm	206 片/盒, 10 盒/箱	PK
12-545-86	圆形, 直径 25 mm	159 片/盒, 10 盒/箱	PK



Fisherbrand Superfrost* Plus 和 ColorFrost* Plus 防脱载玻片

冰冻切片、血细胞分离和巴氏涂片等操作的理想选择

- 特殊表面处理，以便组织、细胞能通过静电吸附于玻片，无需另外粘附或包被蛋白，节约操作时间
- 加强了吸附力，能有效减少染色过程中的组织块损失
- Superfrost Plus 载玻片一端有抗化学腐蚀的白色涂层，Colorfrost Plus 载玻片一端带彩色涂层，方便识别
- 适用于组织学、细胞学、微生物学，如冰冻组织切片等
- 长 × 宽 75 × 25mm，有 10 种颜色供选择

订货号	描述	包装	销售单位
Superfrost Plus 防脱载玻片			
12-550-15	白色	144 片/盒, 10 盒/箱	GR
Colorfrost Plus 防脱载玻片			
12-550-17	蓝色	144 片/盒, 10 盒/箱	GR
12-550-19	粉红色	144 片/盒, 10 盒/箱	GR
12-550-20	黄色	144 片/盒, 10 盒/箱	GR

*GR 约为 144 片/PK

活动二：限时特价，金佰利安全防护产品



63201



63210



64250



64260

JACKSON SAFETY* R10 自吸过滤式防颗粒物呼吸器

可有效防护“PM 2.5”，安全防护有保障

- 采用高效经典纤维滤材，可有效过滤非油性颗粒物
- 内嵌式鼻垫，弹性柔韧舒适，提升安全性
- 专为亚洲脸型设计，穿戴更密合
- N90 耳挂式，过滤效率可达 90%，佩戴舒适，方便脱卸
- N95 头戴式，过滤效率可达 95%，整合头戴式贴合设计，安全牢靠；可调整宽大舒适束带，提升贴合度
- N95 双阀设计口罩，可减少热气产品，引导湿气排放，在潮湿及高温环境下，穿戴更舒适；超柔鼻垫，防水设计

订货号	描述	包装	销售 原 / 特 / 单 / 价 / 单位 RMB RMB
63201	JACKSON SAFETY* R10 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 KN90	25 只 / 盒	PK 95.60 60.92
63210	JACKSON SAFETY* R10 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 KN95	20 只 / 盒	PK 143.69 91.55
64250	JACKSON SAFETY* R10 舒适型自吸过滤式防颗粒物呼吸器 KN95	20 只 / 盒	PK 229.90 146.48
64260	JACKSON SAFETY* R10 舒适型自吸过滤式防颗粒物呼吸器 KN95 带双阀	10 只 / 盒	PK 168.00 107.04



紫色丁腈检验手套 9.5"



紫色丁腈-XTRA 检验手套 12"



LAVENDER 丁腈检验 12"

KIMBERLY-CLARK* 丁腈检验手套

最佳防护，不含乳胶，多色可选

- 丁腈材质，不含乳胶
- 长度有 9.5"/24.1cm 和 12"/30.5cm 可选，双手通用
- 具有防静电性能
- KIMBERLY-CLARK* STERLING* 丁腈检验手套和 KIMBERLY-CLARK* LAVENDER* 丁腈检验手套具有最佳的舒适度
- 通过 AQL1.5 标准

订货号	描述	包装	销售 原 / 特 / 单 / 价 / 单位 RMB RMB
紫丁腈检验手套 9.5"			
55081	长 9.5", 紫色, 小号, 厚 6 mil, 指尖麻面, 珠状的腕口	100 只/盒, 1000 只/箱	PK 143.83 84.51
55082	长 9.5", 紫色, 中号, 厚 6 mil, 指尖麻面, 珠状的腕口	100 只/盒, 1000 只/箱	PK 143.83 84.51
55083	长 9.5", 紫色, 大号, 厚 6 mil, 指尖麻面, 珠状的腕口	100 只/盒, 1000 只/箱	PK 143.83 84.51
紫丁腈-XTRA* 检验手套 12"			
97611	长 12", 紫色, 小号, 厚 6 mil, 指尖麻面, 珠状的腕口	50 只/盒, 500 只/箱	PK 105.65 69.72
97612	长 12", 紫色, 中号, 厚 6 mil, 指尖麻面, 珠状的腕口	50 只/盒, 500 只/箱	PK 120.58 79.19
97613	长 12", 紫色, 大号, 厚 6 mil, 指尖麻面, 珠状的腕口	50 只/盒, 500 只/箱	PK 137.66 90.40

赛默飞世尔科技(中国)有限公司

上海(中国总部)
上海浦东新金桥路27号7号楼

广州
广州东风中路410-412号
时代地产中心3001-3004

沈阳
沈阳市沈河区惠工街10号
卓越大厦3109室

北京
北京市安定门东大街28号
雍和大厦西楼7层

成都
成都市武侯区临江西路1号
锦江国际大厦1406

香港
香港新界沙田, 沙田乡事会路138号
新城市中央广场第一座九楼11-15室

免费服务热线: 800 810 5118 400 650 5118 (支持手机用户)

www.thermofisher.com.cn/lab-solutions

以上活动最终解释权归 Thermo Fisher 所有。

ThermoFisher
SCIENTIFIC