

为回馈广大新老客户对Fisherbrand玻璃器皿的大力支持，即日起赛默飞将开展“**满额赠礼**”促销活动。

促销内容：

单笔订单满¥20000元，即享该笔订单**总额5%的等值礼品**，可从当月礼品清单中挑选

促销产品：

容量瓶，量筒，移液管，烧杯，锥形瓶，试剂瓶等热销产品。

促销日历：即日起至2013-12-31

* 促销时间以收到合同日期为准

<p>7-8月</p> <p>买量器</p> <p>赠送 塑料镀膜蓝盖瓶</p>	<p>9-10月</p> <p>买烧杯</p> <p>赠送 玻璃器皿套装</p>	<p>11-12月</p> <p>买试剂瓶</p> <p>赠送 NMR管或玻璃离心管</p>
--	--	--

兑换细则：

- 1) 礼品根据促销编码随货发送，即时兑现
- 2) 活动仅限于单笔订单，不予累计
- 3) 不可同时享受其他优惠
- 4) 促销编号：COFIS1306

礼品清单如下：

7-8月礼品



KimCote® 塑料镀膜蓝盖瓶

塑料镀膜特点和优势

- 塑料镀膜——防止破裂玻璃碎片的飞溅
- 高度透明——便于查看
- 镀膜防滑设计——更易执握
- 耐蒸汽高压灭菌——易于清洁和灭菌
- 耐化学性——可储存危险品
- 无异味——无有毒气体释放

KimCote® 塑料镀膜蓝盖瓶特性

- 提供额外的安全保护
- KimCote® 塑料镀膜优于普通镀膜
- 降低玻璃碎片飞溅的风险，有毒及腐蚀性液体的泄漏
- 透明度高，极为耐用，可高温高压，并耐受多数实验室常用化学试剂
- 防滑设计

KimCote® 产品尤为适用于

- 玻璃器皿需加压时
- 化学品、珍贵样品储存
- 样品运输
- 处理危险品，有害生物制剂或酸性试剂

订货号	描述	包装	销售单位	礼品价值
KC14395-250	容量 250 mL，刻度范围 50 至 200 mL	4 个 / 箱	箱	¥1300.00

9-10月礼品



Kimax 玻璃器皿套装

- 套装产品，节约成本
- 高质量，高效利用
- 尤为适合新建实验室

订货号	描述	包装	销售单位	礼品价值
14080-01	低型烧杯套装，含50, 100, 250, 600, 1000mL烧杯各1个	5个/箱	箱	¥275.58
20024-01	量筒套装，含10, 25, 50, 100, 250mL量筒各1个	5个/箱	箱	¥1,045.84
26520-1	锥形瓶套装，50, 125, 250, 500, 1000mL锥形瓶各1个	5个/箱	箱	¥305.55

11-12月礼品



NMR 管

- 硼硅酸 3.3 玻璃制成
- 壁厚均一，带盖

订货号	描述	包装	销售单位	礼品价值
897220-0008	NMR 管，约 150MHz，长度 8 in，集中性 0.002 T.I.R. in，弯曲度 0.0011 T.I.R. in	5 个 / 箱	箱	¥446.45



一次性螺纹玻璃离心管

- 硼硅酸 3.3 玻璃制成
- 尖底，最大 RCF 2980
- 塑料膜包装，防碎
- 符合 ASTM E438，Type I A 级或 B 级标准

订货号	描述	包装	销售单位	礼品价值
73785-15	玻璃离心管 15mL，一次性使用，外径 × 长度 17 × 126cm，15-415 螺纹口	125个/箱	箱	¥882.39

* 盖子需另购 73800-15415/73802-15415

7-8月实验室量器促销产品清单如下：



带聚丙烯塞子
A级透明容量瓶

Fisherbrand A级欧标容量瓶

A级，高度化学耐受，多种规格可选，用于溶液精准计量

- 硼硅酸 3.3 玻璃
- 高度化学耐受，耐高温高压
- 耐磨损，无渗出
- 带容量标识，白色标记区域
- 刻度经 TC 校准
- 用于溶液的精准计量，适用于制备和储存标准溶液
- 透明色和棕色可选，带聚丙烯 (PP) 塞或摺盖
- A 级，符合 ISO 1042, DIN 12664 标准

带聚丙烯塞子 A 级透明容量瓶

订货号	描述	包装	销售单位
FB50141	容量 5 mL, 精度 0.025 mL, 瓶塞直径 10/19 mL, 白色标识	5个/箱	箱
FB50143	容量 10 mL, 精度 0.025 mL, 瓶塞直径 10/19 mL, 白色标识	5个/箱	箱
FB50145	容量 20 mL, 精度 0.04 mL, 瓶塞直径 10/19 mL, 白色标识	5个/箱	箱
FB50147	容量 25 mL, 精度 0.04 mL, 瓶塞直径 10/19 mL, 白色标识	5个/箱	箱
FB50149	容量 50 mL, 精度 0.06 mL, 瓶塞直径 12/21 mL, 白色标识	5个/箱	箱
FB50151	容量 100 mL, 精度 0.10 mL, 瓶塞直径 12/21 mL, 白色标识	5个/箱	箱
FB50153	容量 200 mL, 精度 0.15 mL, 瓶塞直径 14/23 mL, 白色标识	2个/箱	箱
FB50155	容量 250 mL, 精度 0.15 mL, 瓶塞直径 14/23 mL, 白色标识	2个/箱	箱
FB50157	容量 500 mL, 精度 0.25 mL, 瓶塞直径 19/24 mL, 白色标识	2个/箱	箱
FB50159	容量 1,000 mL, 精度 0.40 mL, 瓶塞直径 24/29 mL, 白色标识	2个/箱	箱
FB50161	容量 2,000 mL, 精度 0.60 mL, 瓶塞直径 29/32 mL, 白色标识	1个/箱	箱



带聚丙烯塞子
A级棕色容量瓶

带聚丙烯塞子 A 级棕色容量瓶

订货号	描述	包装	销售单位
FB55533	容量 10 mL, 精度 0.025 mL, 瓶塞直径 10/19 mL, 白色标识	5个/箱	箱
FB55535	容量 20 mL, 精度 0.04 mL, 瓶塞直径 10/19 mL, 白色标识	5个/箱	箱
FB55537	容量 25 mL, 精度 0.04 mL, 瓶塞直径 10/19 mL, 白色标识	5个/箱	箱
FB55539	容量 50 mL, 精度 0.06 mL, 瓶塞直径 12/21 mL, 白色标识	5个/箱	箱
FB55541	容量 100 mL, 精度 0.10 mL, 瓶塞直径 12/21 mL, 白色标识	5个/箱	箱
FB55543	容量 200 mL, 精度 0.15 mL, 瓶塞直径 14/23 mL, 白色标识	2个/箱	箱
FB55545	容量 250 mL, 精度 0.15 mL, 瓶塞直径 14/23 mL, 白色标识	2个/箱	箱
FB55547	容量 500 mL, 精度 0.25 mL, 瓶塞直径 19/24 mL, 白色标识	2个/箱	箱



带玻璃塞容量瓶

Fisherbrand A级美标容量瓶

可重复使用的 A 级玻璃容量瓶

- A 级测量精度，不带序列号，符合 ASTM* E288 标准
- TC 刻度校准
- 带白色标记区，瓶颈具环形刻度
- 分两类：带 41900R 磨口玻璃塞 (形) 或 28150R 聚乙烯 (PE) 摺盖

带玻璃塞容量瓶

订货号	描述	包装	销售单位
FB40010	容量 10 mL, 偏差 0.02 mL, 形塞编号 9	12个/箱	箱
10-205A	容量 25 mL, 偏差 0.03 mL, 形塞编号 9	12个/箱, 可单个订购	个
10-205B	容量 50 mL, 偏差 ±0.05 mL, 形塞编号 9	12个/箱, 可单个订购	个
10-205C	容量 100 mL, 偏差 ±0.08 mL, 形塞编号 13	12个/箱, 可单个订购	个

FB400200	容量 200 mL, 偏差 ±0.10 mL, 形塞编号 16	6个/盒	盒
10-205D	容量 250 mL, 偏差 ±0.12 mL, 形塞编号 16	12个/箱, 可单个订购	个
10-205E	容量 500 mL, 偏差 ±0.20 mL, 形塞编号 19	12个/箱, 可单个订购	个
10-205F	容量 1,000 mL, 偏差 ±0.30 mL, 形塞编号 22	6个/箱, 可单个订购	个
FB4002000	容量 2,000 mL, 偏差 ±0.50 mL, 形塞编号 27	4个/箱, 可单个订购	个



Fisherbrand A级欧标量筒

A 级玻璃，化学耐受度高，多种规格可选

- A 级，硼硅酸 3.3 玻璃材质
- 高度化学耐受，耐高温高压
- 耐磨损，无渗出
- 壁厚均匀，保证刻度精准性
- 带蓝色陶瓷刻度，带倾倒口，六边形底座更稳固
- 符合 BS604、DIN12680、ISO4788 标准

订货号	描述	包装	销售单位
FB55666	容量 5 mL, 最小刻度 0.1 mL	2个/箱	箱
FB55670	容量 10 mL, 最小刻度 0.2 mL	2个/箱	箱
FB55671	容量 25 mL, 最小刻度 0.5 mL	2个/箱	箱
FB55672	容量 50 mL, 最小刻度 1.0 mL	2个/箱	箱
FB55673	容量 100 mL, 最小刻度 1.0 mL	2个/箱	箱
FB55674	容量 250 mL, 最小刻度 2.0 mL	2个/箱	箱
FB55675	容量 500 mL, 最小刻度 5.0 mL	2个/箱	箱
FB55676	容量 1,000 mL, 最小刻度 10.0 mL	2个/箱	箱
FB55677	容量 2,000 mL, 最小刻度 20.0 mL	1个/箱	箱



Fisherbrand A级美标量筒

每个量筒附有单个可追溯证书

- 带序列号，A 级
- 带白色刻度
- 两种刻度校准方式：TC 或 TD
- 附单个可追溯证书，证书证明每个量筒均根据美国国家标准和技术研究所 (NIST) 标准进行单独校准，并列示了所使用的砝码套装、测试编码和测试日期

TC 校准 A 级量筒，带可追溯证书

订货号	描述	包装	销售单位
08-559A	容量 10 mL, 最小刻度 0.1 mL, 偏差 ±0.10 mL, 高度约 140 mm	6个/箱, 可单个订购	个
08-559B	容量 25 mL, 最小刻度 0.5 mL, 偏差 ±0.17 mL, 高度约 140 mm	6个/箱, 可单个订购	个
08-559C	容量 50 mL, 最小刻度 1 mL, 偏差 ±0.25 mL, 高度约 190 mm	6个/箱, 可单个订购	个
08-559D	容量 100 mL, 最小刻度 1 mL, 偏差 ±0.50 mL, 高度约 260 mm	6个/箱, 可单个订购	个
08-559E	容量 250 mL, 最小刻度 2 mL, 偏差 ±1.00 mL, 高度约 330 mm	4个/箱, 可单个订购	个
08-559F	容量 500 mL, 最小刻度 5 mL, 偏差 ±2.00 mL, 高度约 375 mm	4个/箱, 可单个订购	个
08-559G	容量 1,000 mL, 最小刻度 10 mL, 偏差 ±3.00 mL, 高度约 460 mm	2个/箱, 可单个订购	个
08-559H	容量 2,000 mL, 最小刻度 20 mL, 偏差 ±6.0 mL, 高度约 520 mm	单个订购	个

TC 校准 A 级量筒，带校准证书

订货号	描述	包装	销售单位
08-559AC	容量 10 mL, 最小刻度 0.1 mL, 偏差 ±0.10 mL, 高度约 140 mm	6个/箱, 可单个订购	个
08-559BC	容量 25 mL, 最小刻度 0.5 mL, 偏差 ±0.17 mL, 高度约 140 mm	6个/箱, 可单个订购	个
08-559CC	容量 50 mL, 最小刻度 1 mL, 偏差 ±0.25 mL, 高度约 190 mm	6个/箱, 可单个订购	个
08-559DC	容量 100 mL, 最小刻度 1 mL, 偏差 ±0.50 mL, 高度约 260 mm	6个/箱, 可单个订购	个

08-559EC	容量250 mL, 最小刻度2 mL, 偏差 ±1.00 mL, 高度约330 mm	4个/箱, 可单个订购	个
08-559FC	容量500 mL, 最小刻度5 mL, 偏差 ±2.00 mL, 高度约375 mm	4个/箱, 可单个订购	个
08-559GC	容量1,000 mL, 最小刻度10 mL, 偏差 ±3.00 mL, 高度约460 mm	2个/箱	箱
08-559HC	容量2,000 mL, 最小刻度20 mL, 偏差 ±6.0 mL, 高度约520 mm	单个订购	个

TD 校准 A 级量筒, 带可追溯证书

订货号	描述	包装	销售单位
08-557A	容量10 mL, 最小刻度0.1 mL, 偏差 ±0.10 mL, 高度约175 mm	6个/箱, 可单个订购	个
08-557B	容量25 mL, 最小刻度0.2 mL, 偏差 ±0.17 mL, 高度约200 mm	6个/箱, 可单个订购	个
08-557C	容量50 mL, 最小刻度1 mL, 偏差 ±0.25 mL, 高度约225 mm	6个/箱, 可单个订购	个
08-557D	容量100 mL, 最小刻度1 mL, 偏差 ±0.50 mL, 高度约255 mm	6个/箱, 可单个订购	个
08-557E	容量250 mL, 最小刻度2 mL, 偏差 ±1.00 mL, 高度约330 mm	4个/箱, 可单个订购	个
08-557F	容量500 mL, 最小刻度5 mL, 偏差 ±2.0 mL, 高度约375 mm	4个/箱, 可单个订购	个
09-730-30	容量1,000 mL, 最小刻度10 mL, 偏差 ±3.0 mL, 高度约460 mm	2个/箱, 可单个订购	个
08-557H	容量2,000 mL, 最小刻度20 mL, 偏差 ±6.0 mL, 高度约520 mm	单个订购	个

TD 校准 A 级量筒, 带校准证书

订货号	描述	包装	销售单位
08-557AC	容量10 mL, 最小刻度0.1 mL, 偏差 ±0.10 mL, 高度约175 mm	6个/箱, 可单个订购	个
08-557BC	容量25 mL, 最小刻度0.2 mL, 偏差 ±0.17 mL, 高度约200 mm	6个/箱, 可单个订购	个
08-557CC	容量50 mL, 最小刻度1 mL, 偏差 ±0.25 mL, 高度约225 mm	6个/箱, 可单个订购	个
08-557DC	容量100 mL, 最小刻度1 mL, 偏差 ±0.40 mL, 高度约255 mm	6个/箱, 可单个订购	个
08-557EC	容量250 mL, 最小刻度2 mL, 偏差 ±0.50 mL, 高度约330 mm	4个/箱, 可单个订购	个
08-557FC	容量500 mL, 最小刻度5 mL, 偏差 ±1.0 mL, 高度约375 mm	4个/箱, 可单个订购	个
09-730-31	容量1,000 mL, 最小刻度10 mL, 偏差 ±6.0 mL, 高度约460 mm	2个/箱, 可单个订购	个
08-557HC	容量2,000 mL, 最小刻度20 mL, 偏差 ±2.0 mL, 高度约520 mm	单个订购	个

Fisherbrand 标准 B 级刻度量筒

TC 校准

- 白色陶瓷刻度
- 圆形加厚底座, 2000mL 量筒为六边形底座
- 带便利倾倒口
- 即使在最低体积刻度也能确保精确度
- 通过 ASTM D86 和 D447 测试
- 100mL 量筒符合 ASTM* E133 标准

订货号	描述	包装	销售单位
08-557-1A	容量10 mL, 最小刻度0.2 mL, 偏差 ±0.2 mL, 高度140 mm	2个/盒	盒
08-557-1B	容量25 mL, 最小刻度0.5 mL, 偏差 ±0.34 mL, 高度140 mm	18个/箱, 可单个订购	个
08-557-1C	容量50 mL, 最小刻度1 mL, 偏差 ±0.5 mL, 高度190 mm	18个/箱, 可单个订购	个
08-557-1D	容量100 mL, 最小刻度1 mL, 偏差 ±1.0 mL, 高度260 mm	12个/箱, 可单个订购	个
08-557-1E	容量250 mL, 最小刻度2 mL, 偏差 ±2.0 mL, 高度330 mm	12个/箱, 可单个订购	个
08-557-1F	容量500 mL, 最小刻度5 mL, 偏差 ±4.0 mL, 高度375 mm	8个/箱, 可单个订购	个
08-557-1G	容量1,000 mL, 最小刻度10 mL, 偏差 ±6.0 mL, 高度460 mm	4个/箱, 可单个订购	个



Fisherbrand 带双刻度刻度 B 级量筒

TD 校准

- 白瓷双刻度, 可向上或向下读取
- 加厚底座
- 带倾倒缘
- 即使在最低刻度线也能确保精确度; 底端 10% 容积不带刻度

订货号	描述	包装	销售单位
08-555A	容量10 mL, 最小刻度0.2 mL, 偏差 ±0.20 mL	36个/箱, 可单个订购	个
08-555B	容量25 mL, 最小刻度0.5 mL, 偏差 ±0.34 mL	36个/箱, 可单个订购	个
08-555C	容量50 mL, 最小刻度1 mL, 偏差 ±0.50 mL	36个/箱, 可单个订购	个
08-555D	容量100 mL, 最小刻度1 mL, 偏差 ±1.00 mL	36个/箱, 可单个订购	个
08-555E	容量250 mL, 最小刻度2 mL, 偏差 ±2.0 mL	18个/箱, 可单个订购	个
08-555F	容量500 mL, 最小刻度5 mL, 偏差 ±4.0 mL	12个/箱, 可单个订购	个
08-555G	容量1000 mL, 最小刻度10 mL, 偏差 ±6.0 mL	8个/箱, 可单个订购	个




Fisherbrand B 级混合量筒

TC 校准

- 白色陶瓷刻度, 双刻度标注
- 圆磨砂玻璃塞子, 圆币形手柄
- 前 10% 体积无刻度
- 可 121°C 高压灭菌, 建议灭菌时间 10-15 分钟

订货号	描述	包装	销售单位
08-565A	容量10 mL, 最小刻度0.2 mL, 偏差 ±0.1 mL	12个/箱, 可单个订购	个
08-565B	容量25 mL, 最小刻度0.5 mL, 偏差 ±0.3 mL	12个/箱, 可单个订购	个
08-565C	容量50 mL, 最小刻度1 mL, 偏差 ±0.4 mL	12个/箱, 可单个订购	个
08-565D	容量100 mL, 最小刻度1 mL, 偏差 ±0.6 mL	12个/箱, 可单个订购	个
08-565E	容量250 mL, 最小刻度2 mL, 偏差 ±1.4 mL	6个/箱, 可单个订购	个
08-565F	容量500 mL, 最小刻度5 mL, 偏差 ±2.6 mL	6个/箱, 可单个订购	个



Fisherbrand A 级欧标移液管

A 级, 钠钾玻璃, 多种规格可选

- 钠钾玻璃, 带蓝色陶瓷刻度
- A 级, 符合 BS 700, ISO 835 标准

订货号	描述	包装	销售单位
FB50231	容量1 mL	2支/箱	箱
FB50233	容量2 mL	2支/箱	箱
FB50235	容量5 mL	2支/箱	箱
FB50237	容量10 mL	2支/箱	箱
FB50239	容量25 mL	2支/箱	箱



Fisherbrand A 级欧标大肚移液管

A 级, 钠钾玻璃, 多种规格可选, 适于精确测量和移液

- 钠钾玻璃, 蓝色陶瓷刻度, 单刻度指示
- 适用于精准测量和移液操作
- A 级, 符合 BS 1583 标准

订货号	描述	包装	销售单位
FB50191	容量1 mL	2支/箱	箱
FB50193	容量2 mL	2支/箱	箱
FB50195	容量5 mL	2支/箱	箱
FB50197	容量10 mL	2支/箱	箱
FB50199	容量25 mL	2支/箱	箱
FB50201	容量50 mL	2支/箱	箱
FB50203	容量100 mL	2支/箱	箱



Fisherbrand 可重复使用 A 级美标大肚移液管

分标准和带序列号两种

- 硼硅酸玻璃材质
- 管身标有体积精度
- 带永久性棕色标记
- 管嘴经过 Tuf-Temp* 防碎处理
- TD 刻度校准
- 可作为 PersonaPet* 客户定制化移液管
- 标准大肚移液管符合 ASTM* E969-95 标准的所有 A 级要求；带序列号大肚移液管符合 ASTM* E542 刻度标准，精确度符合 ASTM* E969 标准，其玻璃材质符合 ASTM* E438, I 型 A 级标准
- 带序列号移液管具 NIST 可追溯性，提供独有的序列号和可追溯性证书，证明每个移液管都独立校准过且校准具有 NIST 可追溯性，证书列出了所使用的砝码套装、测试编码和测试日期

标准大肚移液管

订货号	描述	包装	销售单位
13-650-2A	容量0.5 mL, 准确度 ± 0.006 mL, 最短流出时间5秒, 带2道黑色标记	12支/箱	箱
13-650-2B	容量1 mL, 准确度 ± 0.006 mL, 最短流出时间8秒, 带蓝色标记	12支/箱	箱
13-650-2C	容量2 mL, 准确度 ± 0.006 mL, 最短流出时间8秒, 带橙色标记	12支/箱	箱
13-650-2Y	容量2.5 mL, 准确度 ± 0.006 mL, 最短流出时间8秒	12支/箱	箱
13-650-2D	容量3 mL, 准确度 ± 0.01 mL, 最短流出时间8秒, 带黑色标记	12支/箱	箱
13-650-2E	容量4 mL, 准确度 ± 0.01 mL, 最短流出时间8秒, 带2道红色标记	12支/箱	箱
13-650-2F	容量5 mL, 准确度 ± 0.01 mL, 最短流出时间8秒, 带白色标记	12支/箱	箱
13-650-2G	容量6 mL, 准确度 ± 0.01 mL, 最短流出时间10秒, 带2道橙色标记	12支/箱	箱
13-650-2H	容量7 mL, 准确度 ± 0.01 mL, 最短流出时间10秒, 带2道绿色标记	12支/箱	箱
13-650-2J	容量8 mL, 准确度 ± 0.02 mL, 最短流出时间10秒, 带蓝色标记	12支/箱	箱
13-650-2K	容量9 mL, 准确度 ± 0.02 mL, 最短流出时间10秒, 带黑色标记	12支/箱	箱
13-650-2L	容量10 mL, 准确度 ± 0.02 mL, 最短流出时间15秒, 带红色标记	12支/箱	箱
13-650-2M	容量15 mL, 准确度 ± 0.03 mL, 最短流出时间25秒, 带绿色标记	12支/箱	箱
13-650-2N	容量20 mL, 准确度 ± 0.03 mL, 最短流出时间25秒, 带黄色标记	12支/箱	箱
13-650-2P	容量25 mL, 准确度 ± 0.03 mL, 最短流出时间25秒, 带蓝色标记	12支/箱	箱
13-650-2Q	容量30 mL, 准确度 ± 0.03 mL, 最短流出时间25秒, 带黑色标记	12支/箱	箱
13-650-2R	容量40 mL, 准确度 ± 0.05 mL, 最短流出时间25秒, 带白色标记	12支/箱	箱
13-650-2S	容量50 mL, 准确度 ± 0.05 mL, 最短流出时间25秒, 带红色标记	12支/箱	箱
13-650-2T	容量75 mL, 准确度 ± 0.08 mL, 最短流出时间30秒, 带绿色标记	12支/箱	箱
13-650-2U	容量100 mL, 准确度 ± 0.08 mL, 最短流出时间30秒, 带黄色标记	12支/箱	箱
13-650-2W	容量200 mL, 准确度 ± 0.16 mL, 最短流出时间30秒	4支/箱	箱

带序列号大肚移液管

订货号	描述	包装	销售单位
13-650-3A	容量0.5 mL, 准确度 ± 0.006 mL, 最短流出时间5秒, 带2道黑色标记	12支/箱	箱
13-650-3B	容量1 mL, 准确度 ± 0.006 mL, 最短流出时间8秒, 带蓝色标记	12支/箱	箱
13-650-3C	容量2 mL, 准确度 ± 0.006 mL, 最短流出时间8秒, 带橙色标记	12支/箱	箱
13-650-3Y	容量2.5 mL, 准确度 ± 0.006 mL, 最短流出时间8秒	12支/箱	箱
13-650-3D	容量3 mL, 准确度 ± 0.01 mL, 最短流出时间8秒, 带黑色标记	12支/箱	箱
13-650-3E	容量4 mL, 准确度 ± 0.01 mL, 最短流出时间8秒, 带2道红色标记	12支/箱	箱
13-650-3F	容量5 mL, 准确度 ± 0.01 mL, 最短流出时间8秒, 带白色标记	12支/箱	箱
13-650-3G	容量6 mL, 准确度 ± 0.01 mL, 最短流出时间10秒, 带2道橙色标记	12支/箱	箱
13-650-3H	容量7 mL, 准确度 ± 0.01 mL, 最短流出时间10秒, 带2道绿色标记	12支/箱	箱
13-650-3J	容量8 mL, 准确度 ± 0.02 mL, 最短流出时间10秒, 带蓝色标记	12支/箱	箱
13-650-3K	容量9 mL, 准确度 ± 0.02 mL, 最短流出时间10秒, 带黑色标记	12支/箱	箱
13-650-3L	容量10 mL, 准确度 ± 0.02 mL, 最短流出时间15秒, 带红色标记	12支/箱	箱
13-650-3M	容量15 mL, 准确度 ± 0.03 mL, 最短流出时间25秒, 带绿色标记	12支/箱	箱
13-650-3N	容量20 mL, 准确度 ± 0.03 mL, 最短流出时间25秒, 带黄色标记	12支/箱	箱
13-650-3P	容量25 mL, 准确度 ± 0.03 mL, 最短流出时间25秒, 带蓝色标记	12支/箱	箱
13-650-3Q	容量30 mL, 准确度 ± 0.03 mL, 最短流出时间25秒, 带黑色标记	12支/箱	箱
13-650-3R	容量40 mL, 准确度 ± 0.05 mL, 最短流出时间25秒, 带白色标记	12支/箱	箱
13-650-3S	容量50 mL, 准确度 ± 0.05 mL, 最短流出时间25秒, 带红色标记	12支/箱	箱
13-650-3T	容量75 mL, 准确度 ± 0.08 mL, 最短流出时间30秒, 带绿色标记	12支/箱	箱
13-650-3V	容量100 mL, 准确度 ± 0.08 mL, 最短流出时间30秒, 带黄色标记	12支/箱	箱
13-650-3W	容量200 mL, 准确度 ± 0.16 mL, 最短流出时间30秒	4支/箱	箱



Fisherbrand 带序列号 / 证书的血清移液管

可重复使用的 A 级移液管，带永久标记的序列号

- 快速均一的流速
- 符合 Kahn 移液管的使用标准
- 准确度印在每支移液管上
- 可用棉塞

订货号	描述	包装	销售单位
13-675-3M	带序列号 / 证书, 容量 10 mL, 最小刻度 0.1 mL	6支/箱	箱

9-10月实验室烧器促销产品清单如下:



低型玻璃烧杯

Fisherbrand 玻璃烧杯

化学耐受度高, 低型、高型或加厚型, 多种规格可选

- 硼硅酸 3.3 玻璃
- 高度化学耐受, 耐高温高压
- 耐磨损, 无渗出
- 有倾倒口, 带刻度
- 有低型、高型可、加厚型选择
- 符合 ASTM*E960, Type I 标准

低型烧杯

订货号	描述	包装	销售单位
FB100-50	低型, 容量 50 mL, 刻度范围 10-40 mL, 最小刻度 10mL	12/盒	盒
FB100-100	低型, 容量 100 mL, 刻度范围 20-80 mL, 最小刻度 10mL	12/盒	盒
FB100-150	低型, 容量 150 mL, 刻度范围 20-140 mL, 最小刻度 20mL	12/盒	盒
FB100-250	低型, 容量 250 mL, 刻度范围 25-200 mL, 最小刻度 25mL	12/盒	盒
FB100-400	低型, 容量 400 mL, 刻度范围 50-325 mL, 最小刻度 25mL	12/盒	盒
FB100-600	低型, 容量 600 mL, 刻度范围 50-500 mL, 最小刻度 50mL	6/盒	盒
FB100-1000	低型, 容量 1000 mL, 刻度范围 100-1000 mL, 最小刻度 50mL	6/盒	盒



高型玻璃烧杯

高型烧杯

订货号	描述	包装	销售单位
FB102-100	高型, 容量 100 mL, 刻度范围 20-80 mL, 最小刻度 10mL	12/盒	盒
FB102-200	高型, 容量 200 mL, 刻度范围 25-150 mL, 最小刻度 25mL	12/盒	盒
FB102-300	高型, 容量 300 mL, 刻度范围 25-250 mL, 最小刻度 25mL	12/盒	盒
FB102-400	高型, 容量 400 mL, 刻度范围 25-325 mL, 最小刻度 25mL	6/盒	盒
FB102600	高型, 容量 600 mL, 刻度范围 50-500 mL, 最小刻度 50mL	6/盒	盒
FB102-1000	高型, 容量 1000 mL, 刻度范围 50-900 mL, 最小刻度 50mL	6/盒	盒



加厚型玻璃烧杯

加厚型烧杯

订货号	描述	包装	销售单位
FB101-250	加厚型, 容量 250 mL, 刻度范围 25-200 mL, 最小刻度 25mL	12/盒	盒
FB101-400	加厚型, 容量 400 mL, 刻度范围 25-325 mL, 最小刻度 25mL	12/盒	盒
FB101-600	加厚型, 容量 600 mL, 刻度范围 50-500 mL, 最小刻度 50mL	12/盒	盒
FB101-1000	加厚型, 容量 1000 mL, 刻度范围 100-1000 mL, 最小刻度 50mL	6/盒	盒
FB101-2000	加厚型, 容量 2000 mL, 刻度范围 200-1800 mL, 最小刻度 200mL	6/盒	盒
FB101-4000	加厚型, 容量 4000 mL, 刻度范围 500-3500 mL, 最小刻度 500mL	6/盒	盒



FISF50025

Fisherbrand 美标玻璃锥形瓶

适用于精度要求不高的溶液定量和混合

- 坚固的硼硅酸盐玻璃材质
- 耐化学腐蚀性强, 耐高温加热
- 加强的卷边瓶口
- 厚壁, 不易破碎, 抗高强度机械摇动
- 带白色陶瓷标记区, 易于书写也易于擦去
- 分窄口和宽口两种, 窄口瓶符合 ASTM* E1404, I 型, 1 级标准, 宽口瓶符合 ASTM* E1404, I 型, 2 级标准

美标窄口锥形瓶

订货号	描述	包装	销售单位
FB500-25	容量 25 mL, 刻度范围 10-25 mL, 0号瓶塞	12个/盒, 4盒/箱	盒
FB500-50	容量 50 mL, 刻度范围 20-50 mL, 1号瓶塞	12个/盒, 4盒/箱	盒
FB500-125	容量 125 mL, 刻度范围 50-125 mL, 5号瓶塞	12个/盒, 4盒/箱	盒
FB500-250	容量 250 mL, 刻度范围 50-225 mL, 6号瓶塞	12个/盒, 4盒/箱	盒
FB500-500	容量 500 mL, 刻度范围 100-500 mL, 7号瓶塞	6个/盒, 6盒/箱	盒
FB500-1000	容量 1000 mL, 刻度范围 250-1000 mL, 9号瓶塞	6个/盒, 4盒/箱	盒
FB500-2000	容量 2000 mL, 刻度范围 600-2000 mL, 10号瓶塞	4个/盒, 2盒/箱	盒
FB500-4000	容量 4000 mL, 刻度范围 1000-4000 mL, 10号瓶塞	1个/箱	箱
FB500-6000	容量 6000 mL, 刻度范围 1500-6000 mL, 10号瓶塞	1个/箱	箱

美标宽口锥形瓶

订货号	描述	包装	销售单位
FB501-125	容量 125 mL, 刻度范围 50-125 mL, 6号瓶塞	12个/盒, 4盒/箱	盒
FB501-250	容量 250 mL, 刻度范围 50-225 mL, 8号瓶塞	12个/盒, 4盒/箱	盒
FB501-500	容量 500 mL, 刻度范围 100-500 mL, 10号瓶塞	6个/盒, 6盒/箱	盒
FB501-1000	容量 1000 mL, 刻度范围 250-1000 mL, 11号瓶塞	6个/盒, 4盒/箱	盒
FB501-2000	容量 2000 mL, 刻度范围 600-2000 mL, 13号瓶塞	4个/盒, 2盒/箱	盒



Fisherbrand 可再利用厚壁过滤三角瓶

- 侧面有支管
- 容量刻度
- 设计用于 1 个大气压或 20 in. 水银柱
- 从 125 至 500mL 的型号侧面均有设计用于 0.31 in. 内径挠性管的软管接口
- 1000mL 及更大型号可接 0.38 in. 内径管子
- 符合 ASTM* E1406 规格, II 型 1 级标准

订货号	描述	包装	销售单位
FB300-250	250mL, 6号塞子, 外径 83mm, 高度163mm	2个/盒	盒
FB300-500	500mL, 7号塞子, 外径 104mm, 高度190mm	2个/盒	盒
FB300-1000	1000mL, 8号塞子, 外径 135mm, 高度238mm	2个/盒	盒
FB300-2000	2000mL, 9号塞子, 外径 168mm, 高度300mm	1个/箱	箱
FB300-4000	4000mL, 12号塞子, 外径 208mm, 高度380mm	1个/箱	箱

Fisherbrand 圆底玻璃烧瓶

- 可重复使用, 附带接头
- 适配全长 24/40 接口, 4195R 塞子
- 符合 ASTM* E1403, II 型 3 级标准

订货号	描述	包装	销售单位
FB201-100	100mL, 外径63mm, 高度115mm	2个/盒	盒
FB201-250	250mL, 外径83mm, 高度140mm	2个/盒	盒
FB201-500	500mL, 外径102mm, 高度160mm	2个/盒	盒
FB201-1000	1000mL, 外径 130mm, 高度190mm	2个/盒	盒

Fisherbrand 平底玻璃烧瓶

- 磨砂短颈
- 可重复使用
- 适配短型 24/40 接口
- 符合 ASTM* E1403, I 型 4 级标准

订货号	描述	包装	销售单位
FB200-125	125mL, 外径65mm, 高度115mm	12个/箱	箱
FB200-250	125mL, 外径83mm, 高度133mm	12个/箱	箱
FB200250	500mL, 外径102mm, 高度155mm	12个/箱	箱



Fisherbrand 一次性平端含铅玻璃试管

特别退火处理以降低压力点破裂的可能性

- 圆底
- 顺滑顶端和底端可防止割伤
- 托盘架包装

订货号	描述	包装	销售单位
14-958A	试管外径 × 长度 6 × 50 mm	500支/托盘, 1000支/箱	箱
14-958B	试管外径 × 长度 10 × 75 mm	250支/托盘, 1000支/箱	箱
14-958C	试管外径 × 长度 12 × 75 mm	250支/托盘, 1000支/箱	箱
14-958D	试管外径 × 长度 13 × 100 mm	250支/托盘, 1000支/箱	箱
14-958E	试管外径 × 长度 15 × 85 mm	250支/托盘, 1000支/箱	箱
14-958F	试管外径 × 长度 16 × 100 mm	250支/托盘, 1000支/箱	箱
14-958G	试管外径 × 长度 16 × 125 mm	250支/托盘, 1000支/箱	箱
14-958H	试管外径 × 长度 16 × 150 mm	250支/托盘, 1000支/箱	箱
14-958J	试管外径 × 长度 18 × 150 mm	125支/托盘, 500支/箱	箱
14-958K	试管外径 × 长度 20 × 150 mm	250支/托盘, 500支/箱	箱



Fisherbrand 一次性厚壁硼硅酸玻璃试管

化学洁净, 完全退火

- 平顶端, 圆底
- 包装在托盘中, 1000 支试管包装在 1 箱 4 个托盘中, 托盘不起毛

订货号	描述	包装	销售单位
14-958-10B	试管外径 × 长度 12 × 75 mm	1000支/箱	箱
14-958-10C	试管外径 × 长度 13 × 100 mm	1000支/箱	箱



Fisherbrand 带彩色标签区的一次性平端玻璃试管

可防止标签丢失或脱落

- 彩色标签区牢固熔入玻璃, 表面粗糙带纹理、可接受任何类型的墨水或铅笔
- 无论暴露在高温、蒸汽, 或浸在水浴中数小时, 标签均不会受影响
- 标签区面积大, 足以标记所有必要信息: 标签长度 1.37", 用于外径为 10mm 和 12mm 的试管; 标签长度 2", 用于外径为 13mm 和 16mm 的试管
- 有五种柔和色可选 (目录以外的颜色请咨询销售)
- 含铅或硼硅酸玻璃材质
- 圆底

含铅玻璃试管

订货号	描述	包装	销售单位
14-957-10A	试管外径 × 长度 10 × 75 mm, 白色标签区	1000支/箱	箱
14-957-12A	试管外径 × 长度 12 × 75 mm, 白色标签区	1000支/箱	箱
14-957-14A	试管外径 × 长度 13 × 100 mm, 白色标签区	1000支/箱	箱
14-957-16A	试管外径 × 长度 16 × 100 mm, 白色标签区	1000支/箱	箱

14-957-18D	试管外径 × 长度 16 × 125 mm, 橙色标签区	1000支/箱	箱
14-957-18E	试管外径 × 长度 16 × 125 mm, 蓝色标签区	1000支/箱	箱

硼硅酸玻璃试管

订货号	描述	包装	销售单位
14-957-20A	试管外径 × 长度 10 × 75 mm, 白色标签区	1000支/箱	箱
14-957-22A	试管外径 × 长度 12 × 75 mm, 白色标签区	1000支/箱	箱
14-957-24A	试管外径 × 长度 13 × 100 mm, 白色标签区	1000支/箱	箱
14-957-26A	试管外径 × 长度 16 × 100 mm, 白色标签区	1000支/箱	箱



Fisherbrand 带聚丙烯螺纹盖的一次性硼硅酸玻璃试管

采用坚硬的硼硅酸玻璃, 以一次性试管的价格提供化学稳定性和生物惰性

- 圆底
- 预清洁, 避免因污染、模糊、刮痕引起的样品丢失
- 带自然无衬聚丙烯螺纹盖和标记点
- 可避免软质玻璃导致的 pH 问题
- 是组织培养、细菌学、临床化学、血型分型、交叉配型等应用的理想选择
- 包装在托盘中, 每个托盘装 500 或 250 支试管

订货号	描述	包装	销售单位
14-962-26D	试管外径 × 长度 13 × 100 mm	500支/托盘, 1000支/箱	箱
14-962-26F	试管外径 × 长度 16 × 100 mm	250支/托盘, 1000支/箱	箱
14-962-26G	试管外径 × 长度 16 × 125 mm	250支/托盘, 1000支/箱	箱
14-962-26H	试管外径 × 长度 16 × 150 mm	250支/托盘, 1000支/箱	箱
14-962-26K	试管外径 × 长度 20 × 125 mm	250支/托盘, 500支/箱	箱
14-962-26M	试管外径 × 长度 20 × 150 mm	250支/托盘, 500支/箱	箱



Fisherbrand 带酚醛螺纹盖的可重复使用玻璃试管

酚醛螺旋盖带白色橡胶衬垫

- 高质量的硼硅酸玻璃材质
- 带标记点
- 收缩膜包装, 带不起毛托盘

订货号	描述	包装	销售单位
14-959-25A	试管外径 × 长度 13 × 100 mm, GPI螺纹 13-415	500支/盘, 1000支/箱	箱
14-959-25B	试管外径 × 长度 16 × 100 mm, GPI螺纹 15-415	250支/盘, 1000支/箱	箱
14-959-25C	试管外径 × 长度 16 × 125 mm, GPI螺纹 15-415	250支/盘, 1000支/箱	箱
14-959-25F	试管外径 × 长度 20 × 150 mm, GPI螺纹 18-415	250支/盘, 1000支/箱	箱



Fisherbrand 玻璃漏斗

- 使过滤更快速, 更高效
- 可重复使用
- 壁厚均一, 边缘模具成型, 颈部火焰抛光
- 呈 58 度倾斜角, 利于快速过滤
- 锥体可过滤区域较大, 仅顶部边缘处留空
- 高度耐化学腐蚀、耐机械磨损及耐热
- 符合 ASTM *E1095, I 型 B 级标准

长颈漏斗

订货号	描述	包装	销售单位
FB600-5865	60mL, 顶端直径65mm, 颈部长150mm, 滤纸尺寸110mm	12个/盒	盒

短颈漏斗

订货号	描述	包装	销售单位
FB601-5845	19mL, 顶端直径45mm, 颈部长50mm, 滤纸尺寸70mm	6个/盒	盒
FB601-5865	60mL, 顶端直径65mm, 颈部长63mm, 滤纸尺寸110mm	12个/盒	盒
FB601-5875	90mL, 顶端直径75mm, 颈部长75mm, 滤纸尺寸125mm	12个/盒	盒
FB60158100	225mL, 顶端直径100mm, 颈部长97mm, 滤纸尺寸185mm	6个/盒	盒



Fisherbrand 称量漏斗

样品称量及转移同步进行

- 硼硅酸玻璃材质, 颈身锥形浇注, 便于固体、液体的微量转移
- 称量时禁止晃动或移动 - 平底保持漏斗在天平上的平稳
- 适用温度高达 454°C (849 °F)

订货信息: 5件套组合装, 包括 (直径 × L): 10 × 35mm, 15 × 40mm, 20 × 45mm, 25 × 55mm and 32 × 68mm

订货号	描述	包装	销售单位
14-353B	直径 × 长度, 15 × 40mm	5个/箱	箱
14-353D	直径 × 长度, 25 × 55mm	5个/箱	箱
14-353F	5件套装, 包括 (直径 × 长度): 10 × 35mm, 15 × 40mm, 20 × 45mm, 25 × 55mm and 32 × 68mm	1套/箱	箱

11-12月实验室试剂瓶促销产品清单如下:



FISFB800-500

Fisherbrand 可重复使用带盖玻璃瓶

耐化学腐蚀, 耐高温高压, 无滴漏, 多种规格可选

- 硼硅酸 3.3 玻璃材质, 符合 USP EP 一类玻璃
- 热膨胀系数低, 可反复高压灭菌 (耐 140°C)
- 带刻度, 白色瓷釉标记区, 持久耐用
- 抗化学腐蚀性强, 无析出, 低渗透率
- 高度抛光表面, 不易残留, 易清洗
- 符合 ISO GL 45 螺口标准, 兼容 ISO R115 和 DIN 168 标准
- 聚丙烯 (PP) 外旋盖, 带 O 型防滴漏倾倒环, 可替换

技术参数

耐化学性	符合 ISO 3585 和 4796 标准
耐水性	符合 ISO 719 (一级)
耐酸性	符合 DIN 12 116 (一级)
耐碱性	符合 ISO 695 (二级)

蓝盖玻璃瓶

订货号	描述	包装	销售单位
FB800-100	容量100 mL, 刻度范围20至80 mL	10个/盒	盒
FB800-250	容量250 mL, 刻度范围50至200 mL	10个/盒	盒
FB800-500	容量500 mL, 刻度范围100至400 mL	10个/盒	盒
FB800-1000	容量1 L, 刻度范围100至900 mL	10个/盒	盒
FB800-2000	容量2 L, 刻度范围400至1,800 mL	1个/盒	盒
FB800-5000	容量5 L, 刻度范围1,000至4,000 mL	1个/盒	盒
FB800-10000	容量10 L, 刻度范围2,000至8,000 mL	1个/盒	盒
FB33151	容量20 L	1个/盒	盒

倾倒环

订货号	描述	包装	销售单位
02-542-3	适配GL 45口径的瓶盖, 有效防止滴漏, 可耐受140°C高温灭菌	10个/箱	箱



FIS02-542-3

玻璃瓶替换盖

订货号	描述	包装	销售单位
FB50487	蓝色聚丙烯螺旋盖, GL 45 螺纹, 带密封圈, 耐140°C高压灭菌	10个/盒	盒
FB800STDCAP	蓝色聚丙烯螺旋盖, GL 45 螺纹, 无衬垫, 耐140°C高压灭菌	10个/箱	箱



FB800STDCAP



14395

Kimax RAY-SORB® 可重复使用带盖玻璃瓶

- 硼硅酸 3.3 玻璃材质
- 棕红色瓶身, 可有效阻隔紫外线, 防止光敏物质见光分解
- 带刻度, 白色瓷釉标记区, 持久耐用
- 抗化学腐蚀性强, 无析出, 低渗透率
- 聚丙烯 (PP) GL45 外旋盖, 带 O 型防滴漏倾倒环, 可替换

RAY-SORB® 玻璃瓶紫外吸收性能显著优于棕色玻璃瓶

- 小于 400nm 处, RAY-SORB® 可阻隔 99% 光波; 而棕色系列仅阻隔 95% 光波;
- 400-600nm 处, RAY-SORB® 可阻隔 95% 光波; 而棕色系列仅阻隔 50% 光波;

订货号	描述	包装	销售单位
14399-100	容量 100 mL, 刻度范围 20 至 80 mL	1个/箱	箱
14399-250	容量 250 mL, 刻度范围 50 至 200 mL	1个/箱	箱
14399-500	容量 500 mL, 刻度范围 100 至 400 mL	1个/箱	箱
14399-1000	容量 1 L, 刻度范围 100 至 900 mL	1个/箱	箱
14399-2000	容量 2 L, 刻度范围 400 至 1,800 mL	1个/箱	箱
14399-5000	容量 5 L, 刻度范围 1,000 至 4,000 mL	1个/箱	箱
14399-10000	容量 10 L, 刻度范围 2,000 至 8,000 mL	1个/箱	箱



Fisherbrand 透明 Boston 圆瓶

经济实惠, 高品质, 适于储存液体样品

- III型钠钙玻璃制成
- 透明可视
- 窄口设计

订货号	描述	包装	销售单位
带盖 (含聚乙烯圆锥衬垫)			
02-911-782	容量1 oz.(30 mL), 螺旋盖尺寸20 mm-400	48个/箱	箱
02-911-783	容量2 oz.(60 mL), 螺旋盖尺寸20 mm-400	24个/箱	箱
02-911-784	容量4 oz.(125 mL), 螺旋盖尺寸22 mm-400	24个/箱	箱
02-911-785	容量8 oz.(250 mL), 螺旋盖尺寸24 mm-400	12个/箱	箱
02-911-750	容量16 oz.(500 mL), 螺旋盖尺寸28 mm-400	12个/箱	箱
02-911-751	容量32 oz.(1000 mL), 螺旋盖尺寸33 mm-400	12个/箱	箱
带盖 (含聚乙烯衬垫)			
02-911-752	容量2 oz.(60 mL), 螺旋盖尺寸20 mm-400	24个/箱	箱
02-911-780	容量4 oz.(125 mL), 螺旋盖尺寸22 mm-400	24个/箱	箱
02-911-781	容量8 oz.(250 mL), 螺旋盖尺寸24 mm-400	12个/箱	箱
02-911-732	容量8 oz.(250 mL), 螺旋盖尺寸24 mm-400	108个/箱	箱
02-911-777	容量16 oz.(500 mL), 螺旋盖尺寸28 mm-400	12个/箱	箱
02-911-778	容量32 oz.(1000 mL), 螺旋盖尺寸33 mm-400	12个/箱	箱
带盖 (含聚四氟乙烯涂层的聚乙烯衬垫)			
02-911-786	容量1 oz.(30 mL), 螺旋盖尺寸20 mm-400	48个/箱	箱
02-911-787	容量2 oz.(60 mL), 螺旋盖尺寸20 mm-400	24个/箱	箱
02-911-788	容量4 oz.(125 mL), 螺旋盖尺寸22 mm-400	24个/箱	箱
02-911-789	容量8 oz.(250 mL), 螺旋盖尺寸24 mm-400	12个/箱	箱
02-911-753	容量16 oz.(500 mL), 螺旋盖尺寸28 mm-400	12个/箱	箱
02-911-754	容量32 oz.(1000 mL), 螺旋盖尺寸33 mm-400	12个/箱	箱
带盖 (含橡胶衬垫)			
02-911-759	容量4 oz.(125 mL), 螺旋盖尺寸22 mm-400	24个/箱	箱
02-911-755	容量16 oz.(500 mL), 螺旋盖尺寸28 mm-400	12个/箱	箱
02-911-758	容量32 oz.(1000 mL), 螺旋盖尺寸33 mm-400	12个/箱	箱
不带盖			
02-911-945	容量4 oz.(125 mL), 螺旋盖尺寸22 mm-400	160个/箱	箱
02-911-872	容量8 oz.(250 mL), 螺旋盖尺寸24 mm-400	108个/箱	箱
02-911-939	容量16 oz.(500 mL), 螺旋盖尺寸28 mm-400	60个/箱	箱



Fisherbrand 棕色 Boston 圆瓶

质优价廉, 是储存光敏试剂、化学品和样品的理想选择

- III型钠钙玻璃制成
- 窄口设计

订货号	描述	包装	销售单位
带盖 (含聚乙烯圆锥衬垫)			
02-911-898	容量2 oz.(60 mL), 螺旋盖尺寸20 mm-400	288个/箱	箱
02-911-735	容量4 oz.(125 mL), 螺旋盖尺寸22 mm-400	24个/箱	箱
02-911-895	容量4 oz.(125 mL), 螺旋盖尺寸22 mm-400	160个/箱	箱
02-911-736	容量8 oz.(250 mL), 螺旋盖尺寸24 mm-400	12个/箱	箱
02-911-900	容量8 oz.(250 mL), 螺旋盖尺寸24 mm-400	108个/箱	箱
02-911-743	容量16 oz.(500 mL), 螺旋盖尺寸28 mm-400	12个/箱	箱
02-911-744	容量32 oz.(1000 mL), 螺旋盖尺寸33 mm-400	12个/箱	箱
02-911-899	容量32 oz.(1000 mL), 螺旋盖尺寸33 mm-400	30个/箱	箱
带盖 (含聚乙烯衬垫)			
02-911-748	容量4 oz.(125 mL), 螺旋盖尺寸22 mm-400	24个/箱	箱
02-911-723	容量4 oz.(125 mL), 螺旋盖尺寸22 mm-400	160个/箱	箱
带盖 (含聚四氟乙烯涂层的聚乙烯衬垫)			
02-912-338	容量1 oz.(30 mL), 螺旋盖尺寸20 mm-400	48个/箱	箱
02-911-737	容量2 oz.(60 mL), 螺旋盖尺寸20 mm-400	24个/箱	箱
02-911-740	容量4 oz.(125 mL), 螺旋盖尺寸22 mm-400	24个/箱	箱
02-911-741	容量8 oz.(250 mL), 螺旋盖尺寸24 mm-400	12个/箱	箱
02-911-738	容量16 oz.(500 mL), 螺旋盖尺寸28 mm-400	12个/箱	箱
02-911-739	容量32 oz.(1000 mL), 螺旋盖尺寸33 mm-400	12个/箱	箱
不带盖			
02-911-904	容量4 oz.(125 mL), 螺旋盖尺寸22 mm-400	160个/箱	箱
02-911-905	容量8 oz.(250 mL), 螺旋盖尺寸24 mm-400	108个/箱	箱
02-911-903	容量32 oz.(1000 mL), 螺旋盖尺寸33 mm-400	30个/箱	箱

赛默飞世尔科技(中国)有限公司

上海(中国总部)
上海浦东新金桥路27号7号楼

广州
广州东风中路410-412号
时代地产中心3001-3004

沈阳
沈阳市沈河区惠工街10号
卓越大厦3109室

北京
北京市安定门东大街28号
雍和大厦西楼7层

成都
成都市武侯区临江西路1号
锦江国际大厦1406

香港
香港新界沙田, 沙田乡事会路138号
新城市中央广场第一座九楼11-15室

免费服务热线: 800 810 5118 400 650 5118 (支持手机用户)

www.thermofisher.com.cn/lab-solutions

以上活动最终解释权归 Thermo Fisher 所有。

ThermoFisher
SCIENTIFIC